

基本型蠕动泵

WT600-3J

参考流量范围



IP55



适用泵头



YZ1515x
YZ2515x



YZ1115
YZ1125



KZ25



DG15-24

转速范围	60rpm-600rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	1rpm
转速控制误差	≤±1%
控制方式	薄膜按键，支持外部信号控制和通信控制
显示方式	3位LED转速显示,4个LED灯指示工作状态
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0.5-5V、1-10V、1kHz-10kHz可选)
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)	273×190×272 (mm)
适用电源	AC 220V±20%/200W或AC 110V±20%/200W可选
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<90%
防护等级	IP55
重量	7.3kg

- 小批量生产使用
- 直流无刷电机、可多泵头串联
- 不锈钢外壳、高防护等级



外控接口使用防水型航空插头，输入外部控制信号。

Water-proof



驱动器型号 (产品编号, 适用电源, 转速控制信号)	适配泵头型号	适用软管规格	参考流量范围 (mL/min)	重量(kg)
WT600-3J-A (05.02.64A,AC220V,0.5-5V)	(1、2、3、4)× YZ1515x	13" 14" 19" 16"	4-2200 (单泵头)	7.7-8.9
WT600-3J-B (05.02.64B,AC220V,1-10V)	(1、2、3、4)× YZ1115	25" 17" 18"		
WT600-3J-C (05.02.64C,AC220V,4-20mA)	(1、2、3、4)× YZ2515x	15" 24"	100-1600 (单泵头)	7.7-8.1
WT600-3J-D (05.02.64D,AC220V,1kHz-10kHz)	(1、2)× YZ1125	15" 24" 35" 36"	100-3000 (单泵头)	
WT600-3J-E (05.02.64E,AC220V,RS485)	DG15-24	16" 25" 17"	50-1800 (单通道)	8.1
WT600-3J-F (05.02.64F,AC110V,0.5-5V)	(1、2)× KZ25	15" 24" 35" 36"	200-6000 (单泵头)	8.1-8.9
WT600-3J-G (05.02.64G,AC110V,1-10V)				
WT600-3J-H (05.02.64H,AC110V,4-20mA)				
WT600-3J-I (05.02.64I,AC110V,1kHz-10kHz)				
WT600-3J-J (05.02.64J,AC110V,1kHz-10kHz)				
WT600-3J-K (05.02.64K,AC110V,RS485)				