


标准型蠕动泵泵头

BZ系列



- 原始设计, 泵头型号与适用软管规格一一对应, 运行极其稳定。

最大参考流量



翻盖型蠕动泵泵头



FG15-13, FG25-13

最大参考流量



- 个性设计, 独特的泵头安装方式。

软管安装



产品型号	产品编号	滚轮数量	滚轮材料	外壳材料	转速范围 (rpm)	适用软管 规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)	
BZ15-13-A	05.01.01A	3	不锈钢	PC	≤600	14 [#]	150	0.31	
BZ15-13-B	05.01.01B					16 [#]	460		
BZ15-13-C	05.01.01C					25 [#]	960		
BZ15-13-D	05.01.01D					17 [#]	1600		
BZ25-13-B	05.01.00B					24 [#]	1600		
FG15-13-A (短轴)	05.01.63A	3	PA6	IXEF	≤600	13 [#] 14 [#] 19 [#]	2400	0.28	
FG15-13-B (长轴)	05.01.63B					16 [#] 25 [#] 17 [#] 18 [#]			
FG25-13-A (短轴)	05.01.64A					15 [#] 24 [#]	2200		
FG25-13-B (长轴)	05.01.64B								