


快装型蠕动泵泵头

KZ25

最大参考流量



PUMP HEADS



连续软管管卡






管接头方式管卡

在使用同种规格软管时, 流量是YZ系列的2倍。

两种卡管方式:

- 连续软管装卡
- 管接头方式管卡



产品型号	主轴类型	产品编号	滚轮数量	滚轮材料	压块材料	转速范围 (rpm)	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
KZ25-13-A	长轴	05.01.25A	3	不锈钢	PPS	≤ 600	15" 24" 35" 36"	6000	0.79
KZ25-13-B	短轴	05.01.25B							