


# 易装型蠕动泵泵头

## YZ15-13X/YZ25-13X



- 经典设计, 兼容多种规格软管
- 流量范围宽泛, 操作简单高效



### YZ15-13X/YZ25-13X 与 YZ1515x/YZ2515x对比



1. YZ15-13X滚轮加长, 对粗管更友好
2. 取消管卡弹簧推手设计, 装管更快捷
3. 管卡与软管柔和贴合, 降低软管破裂风险

| 产品型号     | 产品编号      | 滚轮数量 | 滚轮材质 | 外壳材料 | 转速范围 (rpm)                        | 适用软管规格  | 最大参考流量(mL/min)                          | 重量(kg) |
|----------|-----------|------|------|------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|
| YZ15-13X | 05.01.54A | 3    | 不锈钢  | PESU | 13# 14# 19#<br>16# 25# 17#<br>18# | ≤650rpm | 2200mL/min @600rpm<br>2350mL/min@650rpm | 0.46   |
| YZ25-13X | 05.01.57A | 3    | 不锈钢  | PESU | 15# 24# 35# 36#                   | ≤650rpm | 3000mL/min @600rpm<br>3300mL/min@650rpm | 0.46   |