



易装型蠕动泵泵头

YZ15-13X, YZ25-13X

最大参考流量



- 经典设计, 兼容多种规格软管
- 流量范围宽泛, 操作简单高效



YZ15-13X/YZ25-13X 与 YZ1515x/YZ2515x对比



1. YZ15-13X滚轮加长, 对粗管更友好
2. 取消管卡弹簧推手设计, 装管更快捷
3. 管卡与软管柔和贴合, 降低软管破裂风险

产品型号	产品编号	滚轮数量	滚轮材质	外壳材料	适用软管规格	转速范围(rpm)	最大参考流量(mL/min)	重量(kg)
YZ15-13X	05.01.54A	3	不锈钢	PESU	13# 14# 19# 16# 25# 17# 18#	≤650rpm	2200mL/min @600rpm 2350mL/min@650rpm	0.46
YZ25-13X	05.01.57A	3	不锈钢	PESU	15# 24# 35# 36#	≤650rpm	3000mL/min @600rpm 3300mL/min@650rpm	0.46